

Cleaning and Sterilizing: 1. Bfree bottles must be used with original Bfree teats only. 2. For hygiene reasons always wash and sterilize the teats before first use. 3. Immediately after each use, wash the teat inside and out in hot soapy water, being careful not to damage the hole. Do not use the anti-bubble tube cleaning brush (provided with the Bfree bottle) as this may tear the teat. 4. Do not turn the teat inside out for cleaning. 5. Teats may be washed in the dishwasher on the top rack. 6. When sterilizing, make sure to follow the manufacturer's sterilizing instructions. Alternatively you can sterilize the teat by boiling it in water for 4-5 minutes. 7. We recommend that you replace teats every 6 to 8 weeks for hygiene purposes as well as wear and tear.

The following warnings are for your child's safety and health:

- * Inspect the teat before and after each use.
- * Replace worn, damaged or punctured teats.
- * Keep teats in a dry covered container. Do not leave in direct sunlight.
- * Feeding teats should not be used as teethers.
- * Always use Bfree products under adult supervision.
- * Continued and prolonged bottle feeding may cause tooth decay.
- * Always check food temperature before feeding.

Pulizia e sterilizzazione: 1. I biberon Bfree devono essere utilizzati esclusivamente con tettarelle originali Bfree. 2. Per ragioni d'igiene, lavare e sterilizzare sempre precedentemente al primo utilizzo. 3. Immediatamente dopo ogni utilizzo, lavare la tettarella internamente ed esternamente con acqua calda e sapone, prestando attenzione a non danneggiare il foro della tettarella. Non utilizzare lo scovolino di pulizia (fornito con il biberon Bfree), in quanto ciò potrebbe danneggiare la tettarella. Lo scovolino va usato solo per la pulizia della cannula del biberon. 4. Durante la pulizia non rivoltare (interno-esterno) la tettarella. 5. Le tettarelle possono essere lavate in lavastoviglie nel cestello superiore. 6. In caso di sterilizzazione, assicurarsi di seguire le istruzioni indicate dal produttore dello sterilizzatore. In alternativa è possibile sterilizzare la tettarella facendola bollire in acqua per 4-5 minuti. 7. Si consiglia di sostituire le tettarelle ogni 6 / 8 settimane sia per motivi igienici, che per usura.

Le seguenti avvertenze sono indicate per la sicurezza e la salute del bambino:

- * Controllare la tettarella prima e dopo ogni uso.
- * Sostituire la tettarella se usurata, danneggiata o forata.
- * Tenere le tettarelle in un contenitore in luogo asciutto. Non lasciare alla luce diretta del sole.
- * Le tettarelle non devono essere utilizzate come massaggiagengive.
- * Usare sempre i prodotti Bfree sotto la supervisione di un adulto.
- * L'utilizzo continuativo e prolungato del biberon può provocare carie.
- * Controllare sempre la temperatura della pappa prima della somministrazione.

Choose teat stage according to type of liquid, baby's age and growth rate
Scegliere la tettarella a seconda del tipo di liquido e dell'età/crescita del bimbo

stage livello	1	2	3	4
flow rate flusso	slow lento	medium media	fast veloce	thick liquids liquidi densi
recommended age età raccomandata	0+ months 0+ mesi	3+ months 3+ mesi	6+ months 6+ mesi	6+ months 6+ mesi

variable flow teat tettarella a flusso variabile			
flow rate flusso	medium media	fast veloce	thick liquids liquidi densi
recommended age età raccomandata	3+ months 3+ mesi	6+ months 6+ mesi	6+ months 6+ mesi

The drop shapes molded on the outside of the teat determine the flow rate, and allow you to choose the speed that is most suitable for your baby.

Le forme di goccia stampate sulla parte esterna della tettarella determinano la portata e consentono di scegliere la velocità di flusso più adatta per il vostro bambino.